



Buffer voor zitting, ovaal, grijs

Artikelnummer

A4011
VVS: 616810311
EAN: 5708590180403



Product capaciteit

| | |
|--------------------------|-----------|
| Gewicht | 0,0043 kg |
| Gewicht per stuk | 0,0043 kg |
| Gewicht per colli | 13,76 kg |
| Aantal per colli | 3200 |
| Aantal per pallet | 0 |

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
