



PRESSALIT®

Pressalit ConCordia 544 Toiletsæde med beslag i rustfrit stål, soft close og lift-off

Funktioner

Lift-off, Soft close




Varunummer

544000-D04999
VVS:615016000
NRF:6190021
RSK:7904457
EAN:5708590275093

Inspireret af Concorden blev Pressalit ConCordia til. Et moderne og klassisk toiletsæde, der på elegant vis integrerer soft close og lift-off funktion i designet og passer til de fleste toiletskåle.

Färg

Vit



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2007



Pressalit ConCordia 544
Toiletsæde med beslag i rustfrit stål, soft close og lift-off

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukttinhåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre. POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	2,908 kg
Kartong storlek	488x388x72 mm
Vikt per kolli	3,313 kg
Paket storlek	500x400x368 mm
Vikt per kolli	16,565 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.

Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.



PRESSALIT®

Pressalit ConCordia 544
Toiletsæde med beslag i rustfrit stål, soft close og lift-off

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®