




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Frontgreb til VALUE toiletstøtte R1152000	
Farve	VVS:615722920 NRF:6190513 EAN:5708590176833 HMI: 102016 NBS:N13:436 Hvid	
Produktbeskrivelse	Frontgreb til toiletstøtte, pr. sæt. Frontgreb til toiletstøtte, pr. sæt.	
Justerbarhed Produktkapacitet	Fastmonteret Maks. lodret belastning: 40 kg.	
Materialer	Basismateriale: Stål Overflademateriale: Rilsan	
Ergonomi	Giver en god og behagelig støtte til personer med nedsat balanceevne.	
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.	

pressalit.com