




PRESSALIT®

Article Numéro article	TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC R1170000
Couleur	VVS:615723200 NRF:6191649 EAN:5708590211701 HMI: 35270 NBS:N13:436 Blanc
Description	 <p>Les accoudoirs TMA sont disponibles en différentes largeurs, et en modèles avec ou sans abattant.</p> <p>TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC, abattant Dania R37 avec charnières BL1999 inclus. Poignées gris foncés</p>
Réglage	Montage fixe
Matériaux	Acier inoxydable, laqué par poudrage. Polyuréthane souple. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1). Rapport de test disponible.</i> Abattant en plastique thermdurci (urée).
Ergonomie	Accoudoirs solides et poignées rembourrées soulagent mains et bras.
Fonctions	Les barres sont rabattables individuellement
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



PRESSALIT®

Article	TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC
Numéro article	R1170000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®