




<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC R1171000
<b>Couleur</b>	VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 Blanc
<b>Description</b>	 <p>Les accoudoirs TMA sont disponibles en différentes largeurs, et en modèles avec ou sans abattant.</p> <p>TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC, charnières BL1999 inclus. Poignées gris foncées. BL1 charnières sont uniquement compatibles avec abattants R26, R27, R28, R29, R30, R36, R37 or R38.</p>
<b>Réglage</b>	Montage fixe
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable, laqué par poudrage. Polyuréthane souple. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1). Rapport de test disponible.</i>
<b>Ergonomie</b>	Accoudoirs solides et poignées rembourrées soulagent mains et bras.
<b>Fonctions</b>	Les accoudoirs sont rabattables individuellement
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
<b>Nettoyage</b>	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



PRESSALIT®

<b>Article</b>	TMA 1 accoudoirs relevables pour montage sur cuvette de WC
<b>Numéro article</b>	R1171000
<b>Déclaration de conformité</b>	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®