




PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE Rosace murale avec pièce en T et chevilles R1320000
Couleur	Blanc
Description	<p>VVS:777547100 NRF:6311125 EAN:5708590169064 NBS:N13:436</p>  <p>Rosace avec T en ABS, extrémités mâles, 540 mm, diamètre 32 mm Pour l'assemblage, utiliser une colle ABS. Pressalit Care préconise la colla CYANOLIT, réf. R4654</p> <p>VALUE rosace avec T, extrémités mâles, 540 mm, diamètre 32 mm. Matériaux : plastique ABS teinté. Pour l'assemblage, utiliser une colle ABS. Pressalit préconise la colle CYANOLIT, réf. T4654.</p>
Réglage	Montage fixe
Matériaux	Plastique-ABS. Le plastique est teinté, de sorte que les rayures et l'usure passent inaperçues.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	VALUE Rosace murale avec pièce en T et chevilles
Numéro article	R1320000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>