




# PRESSALIT®

|   |  |
|---|--|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | Kit siphon<br>R2058  |
| <b>Description</b>                      | VVS: 747472910<br>NRF: 6132519<br>EAN: 5708590224800<br>NBS: N13:30,335<br><br><br>Kit siphon. Pour usage avec MATRIX et PLUS support de lavabo<br>Kit siphon. Pour usage avec MATRIX et PLUS support de lavabo |
| <b>Garantie</b>                         | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.   |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®