




PRESSALIT®

Product Varunummer	Vägghängd toalett 540 mm R2091000
Färg	VVS:613230000 NRF:6190522 EAN:5708590213897 HMI: 35273 NBS:N13:10,11,300 Vit
Beskrivning	 Toalett, vägghängd, avstånd från vägg: 540 mm. Exkl. monteringskit. Toalett, vägghängd, avstånd från vägg: 540 mm. Exkl. monteringskit.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 400 kg.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

pressalit.com

PRESSALIT®