



PRESSALIT®

Toalettsits Dania med lock, 50 mm förhöjd
Med styrbufferter och förhöjda institutionsbeslag med
genomgående stång.

Varunummer

R33000
 VVS:615685000
 NRF:6190584
 RSK:7972415
 EAN:5708590070520
 HMI: 1810
 NBS:N13:300
 DB: 2296029






Färg

Vit

Beskrivning

Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Med lock. Förhöjd
 50 mm.
 Med universalbeslag, lång.



Produktkapacitet

Denna produkt är testad statiskt med 225 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 150 kg.

Vikt

3,9 kg

Vikt per kolli

4,2 kg

Vikt per kolli

4,2 kg

Antal per kolli

1

Kolli per pall

60

Antal per pall

60



PRESSALIT®

**Toalettsits Dania med lock, 50 mm förhöjd
Med styrbufferter och förhöjda institutionsbeslag med
genomgående stång.**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.
Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®