




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem ryggstöd, fast höjd R6010000
Färg Beskrivning	Vit  Utgår 31/12-2015.Duschstol back rest 360 mm, "soft feel", fast höjd. Inkl. monteringskit för tegel vägg. Duschstol back rest 360 mm, "soft feel", fast höjd. Inkl. monteringskit för tegel vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal vertikal Belastning: 100 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com