




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem dossier, réglable latéralement R6513000
Couleur	Blanc
Description	<p>Supprimé le 31/12-2015.Dossier pour WC sans réservoir, pour montage sur glissière horizontale (A prévoir si le bord avant du WC se trouve éloigné de plus de 700 mm dur mur)</p> <p>Dossier pour WC sans réservoir, pour montage sur glissière horizontale (A prévoir si le bord avant du WC se trouve éloigné de plus de 700 mm dur mur)</p>
Réglage	Réglable latéralement
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 100 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de dossier: vernis élastique Levier de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon
Ergonomie	Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher.
Fonctions	Pour WC sans réservoir A prévoir si le bord avant du WC se trouve éloigné de plus de 700 mm du mur Pour montage sur glissière horizontale
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.





PRESSALIT®

Article	CareSystem dossier, réglable latéralement
Numéro article	R6513000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®