




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem duschsits 410, manuellt höjddreglerbar R7143000
Färg Beskrivning	Vit  Duschstol 410 m/hål för intimhygien, "mjuk sits", höjd justerbar 250 mm (sits). Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 Duschstol 410 m/hål för intimhygien, "mjuk sits", höjd justerbar 250 mm (sits). Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015
Justerbar Produktkapacitet	Höjddreglerbar Maximal vertikal belastning: 150 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com