




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem duschstol 410 med hål, manuellt höjddreglerbar R7167000
Färg	Vit
Beskrivning	 Duschstol 410, m/hål för intimhygien, inkl ryggstöd, "mjuk sits", höjddjusterbar (sits) 340 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 Duschstol 410, m/hål för intimhygien, inkl ryggstöd, "mjuk sits", höjddjusterbar (sits) 340 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015
Justerbar	Höjddreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 150 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com

PRESSALIT®