




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem duschstol 410 med hål, manuellt höjdglerbar R7168000
Färg	Vit
Beskrivning	 Duschstol 410 m/hål för intimhygien "mjuk sits", med rygg- och armstöd, höjdglerbar (sits) 340 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015 Duschstol 410 m/hål för intimhygien "mjuk sits", med rygg- och armstöd, höjdglerbar (sits) 340 mm. Exkl. monteringskit. Utgår 31/12-2015
Justerbar	Höjdglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 150 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com