




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem duschstol 410 med hål, manuellt höjd- och sido reglerbar R7568000
Färg	Vit
Beskrivning	 Duschstol 410 med hål för intimhygien, "mjuk sits", inkl rygg- och armstöd, höjdjusterbar (sits) 330 mm. För montering på vågrät väggskena. Inkl. monteringskit till tegel vägg. Utgår 31/12-2015 Duschstol 410 med hål för intimhygien, "mjuk sits", inkl rygg- och armstöd, höjdjusterbar (sits) 330 mm. För montering på vågrät väggskena. Inkl. monteringskit till tegel vägg. Utgår 31/12-2015
Justerbar	Höjd- och sidoreglerbar
Produktkapacitet	Maximal vertikal belastning: 150 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com