



PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem rygg- och armstöd, manuellt höjdreglerbar R9606000
Färg	Vit
Beskrivning	
Justerbar Produktkapacitet	Höjdreglerbar Maximal vertikal Belastning: 100 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®