




PRESSALIT®

Produkt	Sengehest til opklappelige pusleborde
Varenummer	RB1922000
	VVS:777633720 NRF:7501949 EAN:5708590222790 NBS:N13:448
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Sengehest til opklappelige pusleborde med en længde på 900 - 1400 mm. Længde afhængig af puslebordets længde. Angiv venligst ønsket længde ved bestilling. Bør bestilles sammen med puslebordet, da eftermontering kan være besværligt. Sengehest til opklappelige pusleborde med en længde på 900 - 1400 mm. Længde afhængig af puslebordets længde. Angiv venligst ønsket længde ved bestilling. Bør bestilles sammen med puslebordet, da eftermontering kan være besværligt.
	

pressalit.com