




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem barre de relèvement, montage fixe RF018000
Couleur	Blanc
Description	 Barre de relèvement, longueur 850 mm, avec ressort, relevable Pour montage fixe, vis de montage incluses Supprimée le 31/12-2015 Barre de relèvement, longueur 850 mm, avec ressort, relevable Pour montage fixe, vis de montage incluses Supprimée le 31/12-2015
Réglage	Montage fixe
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 135 kg.
Matériaux	Matière de base: 20 my Aluminium anodisé. Matière de surface: Plastique à deux composants (PVC) Extrémité et cache: Arnite
Ergonomie	La coupe ovale des barres (33 x 51mm) assure une bonne préhension, à la fois en station debout et assise ou lors du relèvement. L'extrémité des barres est conçue pour assurer une bonne préhension. L'extrémité constitue un bon appui lorsque l'utilisateur s'assied ou se relève, et permet de bien repérer au toucher la fin de la barre. Le revêtement est doux, résiste aux éraflures et n'est jamais froid au toucher.



PRESSALIT®

Article	CareSystem barre de relèvement, montage fixe
Numéro article	RF018000
Fonctions	Grâce au ressort amortisseur intégré, la barre ne peut retomber quand elle est relevée et il est plus facile de la relever La face inférieure est prévue pour la pose ultérieure d'accessoires divers La barre est rabattable
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

pressalit.com

PRESSALIT®