




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Kabelbakke, 2000 mm
<b>Varenummer</b>	RK1050
	EAN:5708590265810
	
<b>Produktbeskrivelse</b>	Der findes et udvalg af forskelligt tilbehør til INDIVO køkkenløfteenhederne. Kabelbakke, 2000 mm, til vægmonteret INDIVO løfteenhed til bordplade
<b>Materialer</b>	ABS-plast
<b>Funktioner</b>	Kabelbakker skjuler af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager.

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)