




PRESSALIT®

Produkt	Kabelbakke, 2000 mm
Varenummer	RK1051000
	EAN:5708590265827
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Der findes et udvalg af forskelligt tilbehør til INDIVO køkkenløfteenhederne. Kabelbakke, 2000 mm, hvid, til INDIVO løfteenhed til overskabe
Materialer	ABS-plast
Funktioner	Kabelbakker skjuler af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager.



pressalit.com

PRESSALIT®