




PRESSALIT®

Produkt	Kabelbakke til løfteenhed til overskab, 2 meter
Varenummer	RK1051000
	EAN:5708590265827
Farve	Hvid
	
Produktbeskrivelse	Kabelbakke til løfteenhed til overskab, 2 meter Kabelbakke til løfteenhed til overskab, 2 meter
Materialer	ABS-plast
Funktioner	Kabelbakker skjuler af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®