




PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjdreglerbart RK1112
Beskrivning	EAN: 5708590292779 HMI: 54801  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Manuell lyftenhet för bänkskiva, 1401 - 2000 mm. 300 mm höjdjustering. Inkl. 2 teleskopben, 3 konsoler, tvärprofil och vev.. Inkl. monteringskruvar för massiv sten.. Önskad längd anges vid beställning.
Justerbar Produktkapacitet	Höjdreglerbar Maximal belastning(jämt distibueras): 100 kg. inkl. bordsplatten
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjreglerbart
Varunummer	RK1112
Rengöring	< Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®