




PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjdreglerbart RK1183
Beskrivning	EAN: 5708590293820 HMI: 61270  Namnet INDIVO relaterar till produkternas individuella konfiguration. Manuell lyftenhet för fritstående köksbänkar. För bänkskivor på 2401 - 3000 mm. 300 mm höjdjustering. Inkl. 2 teleskopben, konsol, längd- och tvärprofil samt vev.. Pressalit rekommenderar ett överhäng på 400 mm i båda ändarna av bordet för att göra plats för rullstolsburna brukare.. Önskad längd anges vid beställning.
Justerbar Produktkapacitet	Höjdreglerbar Maximal belastning(jämnt distribueras): 100 kg. inkl. bordsplattan
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjreglerbart
Varunummer	RK1183
Rengöring	< Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

pressalit.com

PRESSALIT®