




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	Douchegordijnstang 1200 x 1200 mm RT212000
<b>Kleur</b>	VVS:777271200 NRF:6311242 RSK:8207387 EAN:5708590169996 HMI: 42228 NBS:N13:375 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>Douchegordijnstang, 1200 mm x 1200 mm, 2x12 douche gordijn ringen inbegrepen. Excl. bevestigingsmateriaal.</p> <p>Douchegordijnstang, 1200 mm x 1200 mm, 2x12 douche gordijn ringen inbegrepen. Excl. bevestigingsmateriaal.</p>
<b>Materialen</b>	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycoloy kunststof Ringen: poly Oxymethyleen kunststof (POM)
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Douchegordijnstang 1200 x 1200 mm
<b>Artikelnummer</b>	RT212000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®