



Produkt	Ablagemodul für PLUS Waschtisch-Lifter, 400 mm Trägerstange
Produktnummer	RT480 VVS:777558140 NRF:7501025 RSK:7973953 EAN:5708590146911 NBS:N13:449
Produktbeschreibung	Ablagemodul: Trägerstange 400 mm, für Montage auf Waschtisch-Lifter, inkl. Ablage 400 mm, Handtuchhalter und Schaleneinsatz
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar Max. Belastbarkeit: 4 kg.
Materialien	Hauptmaterial: 20 Mikrometer anodisiertes Aluminium Ablage: Kunststofflaminat Handtuchhalter: rostfreier Stahl Schaleneinsatz: ABS Kunststoff Drehgelenk: Nylon (PA)
Funktionen	Höhenverstellbar.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.





PRESSALIT®

Produkt	Ablagemodul für PLUS Waschtisch-Lifter, 400 mm Trägerstange
----------------	---



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®