



Produkt Produktnummer	Ablagemodul für PLUS Waschtisch-Lifter, 400 mm Trägerstange RT480
Produkt- beschreibung	VVS:777558140 NRF:7501025 RSK:7973953 EAN:5708590146911 HMI: 124124 NBS:N13:449 Die verschiedenen PLUS Ablagemodule sind praktische, an einer Trägerstange befestigte Ablagen, die zur Montage an PLUS Wandschienen, PLUS Waschtisch-Liftern sowie für eine Wandmontage erhältlich sind. Sie bieten großzügige Ablagemöglichkeiten und verfügen über einen Handtuchhalter und Schaleneinsätze zur Aufbewahrung von Hygieneartikeln. Ablagemodul: Trägerstange 400 mm, für Montage auf Waschtisch-Lifter, inkl. Ablage 400 mm, Handtuchhalter und Schaleneinsatz
Verstellung Produktkapazität	Höhenverstellbar Maximale Belastbarkeit: 8 kg. Belastung pro Ablage: 4 kg. Belastung Handtuchhalter: 4 kg.
Materialien Funktionen Garantie	Aluminium. Edelstahl. Laminat Höhenverstellbar. Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®

Produkt	Ablagemodul für PLUS Waschtisch-Lifter, 400 mm Trägerstange
Produktnummer	RT480

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®