



PRESSALIT®

Article	Ensembles tablettes pivotantes pour montage fixe, 400 mm colonne	
Numéro article	RT490000 VVS:777559000 NRF:7501027 RSK:7973955 EAN:5708590154206 NBS:N13:449	
Couleur	Blanc	
Description	Ensembles tablettes pivotantes. Colonne-support, 400mm. pour montage fixe au mur, avec tablette 400mm, porte-serviettes et bac de rangement.	
Réglage	Montage fixe	
Hauteur de réglage		
Capacité du produit	Charge maximale admissible (tablettes): 4 kg.	
Matériaux	Matière de base: 20 my aluminium anodisé Tablette: Plastique laminé avec poignée aluminium Porte-serviettes: Acier inoxydable Coupelle: Plastique ABS Erou de raccord et douille entaillée: Nylon (PA)	
Fonctions	Tablette et porte-serviettes sont réglables à la hauteur voulue le long de la colonne	
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.	





PRESSALIT®

Article	Ensembles tablettes pivotantes pour montage fixe, 400 mm colonne
----------------	--



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®