




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Ablagemodul für Wandmontage, 600 mm Trägerstange RT491000
<b>Farbe</b>	VVS: 777559200 NRF: 7501028 RSK: 7973956 EAN: 5708590154213 HMI: 124133 NBS: N13:449 Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Die verschiedenen PLUS Ablagemodule sind praktische, an einer Trägerstange befestigte Ablagen, die zur Montage an PLUS Wandschienen, PLUS Waschtisch-Lifern sowie für eine Wandmontage erhältlich sind. Sie bieten großzügige Ablagemöglichkeiten und verfügen über einen Handtuchhalter und Schaleneinsätze zur Aufbewahrung von Hygieneartikeln.</p> <p>Ablagemodul: Trägerstange 400 mm, für Festmontage, inkl. 2 Stck. Ablagen 400 mm, Handtuchhalter und Schaleneinsätze Inkl. Befestigungsmaterial für massives Mauerwerk</p>
<b>Verstellung</b> <b>Produktkapazität</b>	Festmontage Maximale Belastbarkeit: 12 kg. Belastung pro Ablage: 4 kg. Belastung Handtuchhalter: 4 kg.
<b>Materialien</b> <b>Funktionen</b> <b>Garantie</b>	Aluminium. Edelstahl. Laminat Höhenverstellbar. Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	Ablagemodul für Wandmontage, 600 mm Trägerstange
<b>Produktnummer</b>	RT491000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®