




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem front- och ryggstöd, 540 - 620 mm RT801000
Färg	Vit
Beskrivning	 Front- och ryggstöd till duschstol, justerbar A: 550 mm - 620 mm. Till duschstol 410 och toalettarmstöds. Front- och ryggstöd till duschstol, justerbar A: 550 mm - 620 mm. Till duschstol 410 och toalettarmstöds.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 70 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com