




PRESSALIT®

Article Numéro article	CareSystem support frontal ou dorsal, 700 - 770 mm RT802000
Couleur	Blanc
Description	 <p>Appui frontal ou dorsal. Longueur (A) réglable de 700 mm à 770 mm. Pour barres de relèvement dont l'écartement est de 700 mm.</p> <p>Appui frontal ou dorsal. Longueur (A) réglable de 700 mm à 770 mm. Pour barres de relèvement dont l'écartement est de 700 mm.</p>
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 70 kg.
Matériaux	Plastique à deux composants (PVC) Serrure: Acier inoxydable
Ergonomie	Stabilise et corrige la position de l'utilisateur souffrant de troubles d'équilibre.
Fonctions	Plage de réglage: 700-770 mm
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®

Article	CareSystem support frontal ou dorsal, 700 - 770 mm
Numéro article	RT802000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®