




PRESSALIT®

Product Varunummer	CareSystem front- och ryggstöd, 700 - 770 mm RT802000
Färg	Vit
Beskrivning	 Front- och ryggstöd till duschstol, justerbar A: 700 mm - 770 mm. Där centrumavståndet är 700 mm mellan armstöden. Front- och ryggstöd till duschstol, justerbar A: 700 mm - 770 mm. Där centrumavståndet är 700 mm mellan armstöden.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 70 kg.
Rengöring	Använd vanligt vatten med lite såpa. Använd inte frätande/slipande rengöringsmedel. Skölj av med rikliga mängder vatten och eftertorka med en mjuk trasa.

pressalit.com