




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Papierhalter für Wandmontage RT946	
Produkt- beschreibung	VVS: 776592100 NRF: 7501047 EAN: 5708590296647 Reservepapierhalter. Reservepapierhalter.	
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.	

pressalit.com