



PRESSALIT®

Pressalit Universal S134 Standard toaletsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Varunummer

S134000-BS2999
EAN:5708591083000
DB: 3856861

Pressalit Universal S134 är en klassisk toaletsits som kännetecknas av ett enkelt och hållbart uttryck, och med universalbeslaget passar Pressalit Universal S134 till flera olika toalettskålar. Sitsen kan fås i flera olika färger, så det finns något för alla badrum. Sitsen är producerad i Danmark.






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toaletsits med lock, model "Pressalit Universal", art. nr. S134 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. BS2 universal beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 85-185 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit Universal S134 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av 67 % ureaformaldehydharts, 28 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Råvaran från leverantören innehåller högst 0,03 % fri formaldehyd och efter härdning ännu mindre.</p> <p>POLYGIENE® (endast relevant för toalettsitsar med Polygiene): Polygiene består av biociden silversalt (silverklorid) som ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt 24 timmar om dygnet.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vikt	2,703 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,103 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	15,515 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Garanti	<p>Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.

Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>



PRESSALIT®

Pressalit Universal S134
Standard toaletsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®