



PRESSALIT®

Pressalit Universal S516 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer

S516052
EAN:5708591183694
DB: 5223279



Farve

Manhattan

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S516 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 145-185 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Designtype

Sandwich

Materialer

Duroplast

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 160 kg

Vægt

2,1 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

465x380x55 mm

Vægt emballeret

2,36 kg

Mål pr. kolli

295x395x485 mm

Vægt pr. kolli

11,8 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

12



PRESSALIT®

Pressalit Universal S516
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®