



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Varunummer

S656000
EAN:5708591186749
DB: 1253849

Pressalit Universal S656 är en elegant toalettsits vars mjuka och runda former ger ett vackert intryck i alla badrum. Sitsen har universalbeslag som kan justeras för att passa de flesta vanligt förekommande toalettskålar.



Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, model "Pressalit Universal", art. nr. S656 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universal beslag i rostfritt stål.

- centerafstand 140-190 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Design type

Sandwich

Material

Duroplast

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 160 kg

Vikt

2,02 kg

Kartong storlek

445x380x50 mm

Vikt per kolli

2,28 kg

Paket storlek

275x400x475 mm

Vikt per kolli

11,4 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

12

Antal per pall

60



PRESSALIT®

Pressalit Universal S656
Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

Garanti

2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®