



PRESSALIT®

Pressalit Norden S702 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer

S702000
EAN:5708591188620
DB: 1404891

Pressalit Norden S702 er et elegant toiletsæde, udviklet fortrinsvis til Gustavberg Nordic/Nautic og Laufen Pro N toiletskåle, men universalbeslaget gør sædet anvendeligt på mange forskellige toiletskåle.



Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Norden", art. nr. S702 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 151-208 mm
- belastning - ringsæde 160 kg
- 2 års garanti



Designtype	Sandwich
Materialer	Duroplast
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 160 kg
Vægt	2,85 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	450x365x55 mm
Vægt emballeret	2,87 kg
Mål pr. kolli	450x365x55 mm
Vægt pr. kolli	14,35 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12



PRESSALIT®

Pressalit Norden S702
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Antal pr. palle

60

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®