




---

**Buffer med skrue 100 mm pr. stk.**

---

<b>Varenummer</b>	T9804 EAN:5708590183930 Buffer med skrue 100 mm pr. stk.
<b>Beskrivelse</b>	Buffer med skrue 100 mm pr. stk.



---

**Produktkapacitet**

---

<b>Vægt</b>	0,1 kg
<b>Vægt emballeret</b>	0,1 kg
<b>Vægt pr. kolli</b>	0 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	0
<b>Antal pr. palle</b>	0

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---