



# PRESSALIT®

---

## Buffer til sæde, oval, grå

---

**Varenummer**

A4033  
VVS: 616810333  
EAN: 5708590189635



---

**Produktkapacitet**

---

**Vægt** 0,0029 kg

**Vægt emballeret** 0,0029 kg

**Vægt pr. kolli** 13,05 kg

**Antal pr. kolli** 4500

**Kolli pr. palle** 0

**Antal pr. palle** 0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®