



PRESSALIT®

Buffer til sæde, oval, grå

Varenummer

A4033
VVS: 616810333
EAN: 5708590189635



Produktkapacitet

| | |
|------------------------|-----------|
| Vægt | 0,0029 kg |
| Vægt emballeret | 0,0029 kg |
| Vægt pr. kolli | 13,05 kg |
| Antal pr. kolli | 4500 |
| Antal pr. palle | 0 |

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®