



# PRESSALIT®

---

## Buffer voor zitting, ovaal, grijs

---

**Artikelnummer**

A4033  
VVS: 616810333  
EAN: 5726105000244



---

**Product capaciteit**

---

<b>Gewicht</b>	0,0029 kg
<b>Gewicht per stuk</b>	0,0029 kg
<b>Gewicht per colli</b>	13,05 kg
<b>Aantal per colli</b>	4500
<b>Aantal per pallet</b>	0

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---