



PRESSALIT®

Buffer til låg, oval, grå

Varenummer

A4023
VVS: 616810320
EAN: 5708590179728



Produktkapacitet

Vægt 0,0017 kg

Vægt emballeret 0,0017 kg

Vægt pr. kolli 13,6 kg

Antal pr. kolli 8000

Antal pr. palle 0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®