



# PRESSALIT®

---

## Puffer für Sitzring, oval, braun

---

**Produktnummer**

A4011031  
VVS: 616810327  
EAN: 5708590180410



---

**Produktkapazität**

---

**Gewicht** 0,0043 kg

**Gewicht, brutto** 0,0043 kg

**Gewicht pro kolli** 13,76 kg

**Stück per kolli** 3200

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®