



PRESSALIT®

Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau

Produktnummer

A4011
VVS: 616810311
EAN: 5708590180403



Produktkapazität

Gewicht	0,0043 kg
Gewicht, brutto	0,0043 kg
Gewicht pro kolli	13,76 kg
Stück per kolli	3200
Stück pro Palette	0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®