



# PRESSALIT®

---

## Buffer til itrykning sæde, oval, grå

---

### Varunummer

A4011  
VVS: 616810311  
EAN: 5708590180403



---

### Produktkapacitet

---

**Vikt** 0,0043 kg

**Vikt per kolli** 0,0043 kg

**Vikt per kolli** 13,76 kg

**Antal per kolli** 3200

**Antal per pall** 0

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®