



PRESSALIT®

Topmonteret beslag

Varenummer

A9251
VVS: 616810495
EAN: 5708590287997

**Produktkapacitet**

Vægt	0,178 kg
Vægt emballeret	0,1785 kg
Vægt pr. kolli	0 kg
Antal pr. kolli	0
Kolli pr. palle	0
Antal pr. palle	0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®