




PRESSALIT®

Kippanker Ersatzteilset

Produktnummer

A9173
EAN:5708590246581



Produktkapazität

Gewicht 0,025 kg

Gewicht, brutto 0,025 kg

Gewicht pro kolli 0 kg

Stück per kolli 0

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®