



PRESSALIT®

Tampon à enfoncer pour couvercle, rond, blanc

Numéro article

A4003000

EAN:5708590180366

Description

Tampon à enfoncer pour couvercle, rond, blanc



Capacité du produit

Poids net

0,001 kg

Poids de carton

0,001 kg

Poids de colis

15 kg

Nombre par colis

15000

Nombre par palette

0

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®