



PRESSALIT®

Buffer til låg, rund, grå

Varenummer

A4003
VVS: 616810664
EAN: 5708590071947



Produktkapacitet

Vægt 0,001 kg

Vægt emballeret 0,001 kg

Vægt pr. kolli 15 kg

Antal pr. kolli 15000

Kolli pr. palle 0

Antal pr. palle 0

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®