



# PRESSALIT®

---

## Puffer für Sitzring, weiß

---

**Produktnummer**

A4002  
EAN:5708590071848



---

**Produktkapazität**

---

**Gewicht** 0,002 kg

**Gewicht, brutto** 0,002 kg

**Gewicht pro kolli** 3,4 kg

**Stück per kolli** 1700

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®