



PRESSALIT®

Spezialpuffer mit Schraube, 2 Stck. gegen seitliches Verrutschen

Produktnummer

A9807
EAN:5708590267173



Produktkapazität

Gewicht 0,031 kg

Gewicht, brutto 0,031 kg

Gewicht pro kolli 0 kg

Stück per kolli 0

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®